












# リユースガウン+N95 マスク+アイシールド+手袋

2020/7/6 作成

手指衛生は手首までしっかり行うこと。

## <着け方>

<p>①</p>  <p>身につけている物を外す。髪の毛をまとめる。</p>	<p>②</p> <p>首ヒモ</p>  <p>腰ヒモ</p>  <p>首ヒモ 2 か所と腰ヒモ 2 か所を結ぶ。 難しい場合は介助者が結ぶ。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.黄紐⇄黄紐</li><li>2.青紐⇄青紐</li></ol>	<p>③ N95 マスクをつける</p> <p><b>リユース</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. </li><li>2. </li><li>3. </li><li>4. </li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 手指消毒し、手袋をつける。</li><li>2. リユース N95 マスクの紐部分を持って着け、シールチェックを行う。 ※マスクの表面に触れた場合、手は汚染しているとみなす。</li><li>3. 汚染した手袋を外し、手指消毒をする。</li><li>4. サージカルマスクを重ねてつける。</li></ol>
<p>④</p>  <p>アイシールドをつける。</p>	<p>⑤</p>  <p>キャップをかぶる。 必須ではない。</p>	<p>⑥</p>  <p>丈が長い場合、ビニール紐を腰に巻き、着丈を調節する。</p> <p>⑦</p>  <p>キャップなし Ver      キャップあり Ver</p> <p>手袋をはめて完成。 ※キャップは必須ではない。</p>

# リユースガウン+N95 マスク+アイシールド+手袋

2021/4/14 修正

手指衛生は手首までしっかり行うこと。

<外し方> ※防護服を外す時は、絶対に顔や髪の毛を触らない。

<p>①  汚染している手袋を外す。</p>	<p>②  手指衛生をして、新しい手袋をつける。</p>	<p>③  キャップの頭頂部をもって外し、廃棄する。※キャップは必須ではない。</p>	<p>④  着丈を調節していたビニール紐を外し、破棄する。</p>
<p>⑤  介助者は手袋を着用し、リユースガウンの首ヒモ、腰ヒモをとく。</p>	<p>⑥  一方の袖口をつかみ、手を引き抜く。引き抜いた袖の汚染面でもう片方の汚染面を持ち、手が汚染しないように手を抜く。</p>	<p>⑦  両腕を引きぬき、汚染面が内側になるように丸め、回収容器へ入れる。</p>	<p>⑧  汚染している手袋を外し、アルコール手指消毒後、新しい手袋をつける。</p>
<p>⑨  アルウエットティを準備し、アイシールドを外す。</p>	<p>⑩  フィルムを外し、回収容器へ入れる。</p>	<p>⑪  フレームをアルウエットティで清拭し、回収容器へ入れる。</p>	
<p>⑫ N95 マスクを外す</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">リユース</div> <p>1.    2.  3. </p> <p>1. サージカルマスクの表面を引っ張り、ゴム紐を持って外し廃棄する。                  2. 汚染した手袋を外し、手指消毒をする。                  3. N95 の表面に触れないように後ろのゴムを持って外す。(マスクの表面に触れる場合は新しい手袋をつける。)</p>			<p>⑬  手指消毒をする。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">単回</div> <p>1.   2. </p> <p>1. 汚染した手袋を外し、手指消毒をする。                  2. N95 の表面に触れないように後ろのゴムを持って外す。(マスクの表面に触れる場合は新しい手袋をつける。)</p>			